



BRICON

BASIC CAGE®

P O S T E R I O R
L U M B A R
I N T E R B O D Y
F U S I O N





BASIC CAGE®







EIGENSCHAFTEN

Das BASIC® PLIF Cage System ist für die Immobilisierung und Stabilisierung der Wirbelsäulensegmente als Ergänzung zur Fusion der thorakalen, lumbalen und/oder sakralen Wirbelsäule indiziert.

Die anatomische Form sowie die Verzahnung des Cages gewährleisten einen stabilen Sitz im Intervertebralraum. Die vier Röntgenmarker aus Titan ermöglichen unter Röntgenkontrolle eine gute Darstellung der Platzierung des Cages. Großen Löcher im Cage geben dem Anwender die Möglichkeit, Knochentransplantat oder Knochenersatzmaterialien für eine bessere und schnellere Fusion einzufüllen.

Das Sortiment der BASIC® PLIF Cages deckt alle gängigen Größen ab. Implantate und Instrumente werden unsteril verpackt und übersichtlich platziert auf dem Set geliefert.

EIGENSCHAFTEN:

-  Classic and Bulletshape
-  Parallele und lordotische Cages
-  Zwei Längen und zwei Breiten
-  Neun verschiedenen Höhen
-  Modular aufgebautes platzsparendes Instrumentarium
-  Unterteilung in Preparation Set und Insertion Set



BASIC CAGE®

IMPLANTATE


ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (L x B)	HÖHE (XX)	WINKEL
700.603.100.007	Basic Cage Classic Shape	23 x 11	7	0°
700.603.100.009	Basic Cage Classic Shape	23 x 11	9	0°
700.603.100.011	Basic Cage Classic Shape	23 x 11	11	0°
700.603.108.007	Basic Cage Classic Shape	27 x 11	7	0°
700.603.108.009	Basic Cage Classic Shape	27 x 11	9	0°
700.603.108.011	Basic Cage Classic Shape	27 x 11	11	0°




ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (L x B)	HÖHE (XX)	WINKEL
700.603.330.0XX	Basic Cage Bullet Shape	23 x 9	7-11	0°
700.603.330.2XX	Basic Cage Bullet Shape	23 x 11	12-15	0°
700.603.370.0XX	Basic Cage Bullet Shape	27 x 9	7-11	0°
700.603.370.2XX	Basic Cage Bullet Shape	27 x 11	12-15	0°



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (L x B)	HÖHE (XX)	WINKEL
700.603.332.0XX	Basic Cage Bullet Shape	23 x 9	7-11	5°
700.603.332.2XX	Basic Cage Bullet Shape	23 x 11	12-15	5°
700.603.372.0XX	Basic Cage Bullet Shape	27 x 9	7-11	5°
700.603.372.2XX	Basic Cage Bullet Shape	27 x 11	12-15	5°



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (L x B)	HÖHE (XX)	WINKEL
700.603.333.0XX	Basic Cage Bullet Shape	23 x 9	7-11	8°
700.603.333.2XX	Basic Cage Bullet Shape	23 x 11	12-15	8°
700.603.373.0XX	Basic Cage Bullet Shape	27 x 9	7-11	8°
700.603.373.2XX	Basic Cage Bullet Shape	27 x 11	12-15	8°





BASIC CAGE[®]

MORE INFORMATION

INSTRUMENTE


- Intuitives Instrumentarium
- Modularer Aufbau mit spielfreier Kupplung
- Farbcodierte Trials
- Herausnehmbares Implantate-caddy im Tray integriert

Weitere Informationen erhalten
Sie unter
info@bricon.com
und
+49 (0) 7461 9336-0

KOMPATIBLE SYSTEME

INTERNAL SPINAL FIXATION SYSTEMS

- OCTOPODA[®]
- MAKAIRA[®]



BRICON

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

Phone +49 (0) 7461 9336-0

info@bricon.com
www.bricon.com

 0482

Distributed by: