





BASIC CAGE®

POSTERIOR
LUMBAR
INTERBODY
FUSION





BASIC CAGE®

EIGENSCHAFTEN

Das BASIC® PLIF Cage System ist für die Immobilisierung und Stabilisierung der Wirbelsäulensegmente als Ergänzung zur Fusion der thorakalen, lumbalen und/oder sakralen Wirbelsäule indiziert.

Die anatomische Form sowie die Verzahnung des Cages gewährleisten einen stabilen Sitz im Intervertebralraum. Die vier Röntgenmarker aus Titan ermöglichen unter Röntgenkontrolle eine gute Darstellung der Platzierung des Cages. Große Löcher im Cage geben dem Anwender die Möglichkeit, Knochentransplantat oder Knochenersatzmaterialien für eine bessere und schnellere Fusion einzufüllen.

Das Sortiment der BASIC® PLIF Cages deckt alle gängigen Größen ab. Implantate und Instrumente werden unsteril verpackt und übersichtlich platziert auf dem Set geliefert.


EIGENSCHAFTEN:

-  Classic and Bullet-Shape
-  Parallele und lordotische Cages
-  2 Längen und 2 Breiten
-  9 verschiedenen Höhen
-  Unterteilung in Präparationsset und Einbringset
-  Modular aufgebautes platzsparendes Instrumentarium




BASIC CAGE® IMPLANTATE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (LÄNGE X BREITE)	HÖHE	WINKEL
700.603.100.007	BASIC CAGE Classic Shape	23 x 11	7	0°
700.603.100.009	BASIC CAGE Classic Shape	23 x 11	9	0°
700.603.100.011	BASIC CAGE Classic Shape	23 x 11	11	0°
700.603.108.007	BASIC CAGE Classic Shape	27 x 11	7	0°
700.603.108.009	BASIC CAGE Classic Shape	27 x 11	9	0°
700.603.108.011	BASIC CAGE Classic Shape	27 x 11	11	0°



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (LÄNGE X BREITE)	HÖHE	WINKEL
700.603.330.0XX	BASIC CAGE Bullet Shape	23 x 9	7-11	0°
700.603.330.2XX	BASIC CAGE Bullet Shape	23 x 11	12-15	0°
700.603.370.0XX	BASIC CAGE Bullet Shape	27 x 9	7-11	0°
700.603.370.2XX	BASIC CAGE Bullet Shape	27 x 11	12-15	0°
700.603.332.0XX	BASIC CAGE Bullet Shape	23 x 9	7-11	5°
700.603.332.2XX	BASIC CAGE Bullet Shape	23 x 11	12-15	5°
700.603.372.0XX	BASIC CAGE Bullet Shape	27 x 9	7-11	5°
700.603.372.2XX	BASIC CAGE Bullet Shape	27 x 11	12-15	5°
700.603.333.0XX	BASIC CAGE Bullet Shape	23 x 9	7-11	8°
700.603.333.2XX	BASIC CAGE Bullet Shape	23 x 11	12-15	8°
700.603.373.0XX	BASIC CAGE Bullet Shape	27 x 9	7-11	8°
700.603.373.2XX	BASIC CAGE Bullet Shape	27 x 11	12-15	8°





BASIC CAGE®

WEITERE INFORMATIONEN

INSTRUMENTS


- Intuitives Instrumentarium
- Modularer Aufbau mit spielfreier Kupplung
- Farbcodierte Probeimplantate
- Herausnehmbares Implantatecad-dy im Tray integriert

Weitere Informationen erhalten
Sie unter
info@bricon.com und
+49 (0) 7461 9336-0

COMPATIBLE SYSTEMS

INTERNAL SPINAL FIXATION SYSTEMS

- Octopoda®
- Makaira®



BRICON

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

+49 7461 9336 - 0
info@bricon.com
[bricon.com](https://www.bricon.com)



[https://bricon.com/
produkte/wirbelsaeule/](https://bricon.com/produkte/wirbelsaeule/)

CE 0482