





MAKAIRA®

INTERNAL
SPINAL
FIXATION
SYSTEM





MAKAIRA® EIGENSCHAFTEN

Das MAKAIRA® Toploading Pedikelschrauben System ist ein Low-Profile und Easy-to-use-System, das den Anwender durch seinen einfachen Aufbau und die gute Handhabung überzeugt. Es ist für den Gebrauch im thorakalen und lumbalen Bereich der Wirbelsäule indiziert. Das Design der Schraube mit den großen Gewindeflanken und konischer Spitze sorgt dafür, dass die Schraube ganz exakt und einfach platziert werden kann.

Das Sortiment an Schrauben und Stäben deckt alle gängigen Größen zum Einsatz bei unterschiedlichen Indikationen ab. Bei MAKAIRA® handelt es sich um ein Pedikelschrauben-System, das vorzugsweise für offene und kleine Zugänge verwendet wird.

Implantate und Instrumente werden unsteril verpackt und übersichtlich platziert auf dem Set geliefert.


EIGENSCHAFTEN:

-  Vier Schraubendurchmesser
-  12 Schraubenlängen
-  Mono- und Polyaxiale Schrauben
-  Polyaxiale Spondylosisthesis Schrauben
-  Vorgebogene Stäbe in 11 Längen
-  Querverbinder



MAKAIRA® IMPLANTATE

ARTIKELNUMMER STANDARD	BESCHREIBUNG	Ø	LÄNGE	ARTIKELNUMMER SPONDY
700.303.845.0XX	Polyaxial Screw	4,2	25-80	
700.303.850.0XX	Polyaxial Screw	5,5	25-80	700.323.650.0XX
700.303.860.0XX	Polyaxial Screw	6,5	25-80	700.323.660.0XX
700.303.870.0XX	Polyaxial Screw	7,5	25-80	700.323.670.0XX
700.205.645.0XX	Monoaxial Screw	4,2	25-80	
700.205.650.0XX	Monoaxial Screw	5,5	25-80	
700.205.660.0XX	Monoaxial Screw	6,5	25-80	
700.206.670.0XX	Monoaxial Screw	7,5	25-80	



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Ø	Ø	LÄNGE
700.101.550.XXX	Rod, Curved	5,5	-	25-125
700.101.550.XXX	Rod, Straight	5,5	-	130-400
700.403.700.106	Locking Screw			
700.403.700.102	Connecting Rod small			
700.403.700.104	Connecting Rod large			





MAKAIRA®

WEITERE INFORMATIONEN

KOMPATIBLE SYSTEME

POSTERIOR ODER TRANSFORAMINAL LUMBAR INTERBODY FUSION (PLIF CAGES) (TLIF CAGES)

- BASIC CAGE® PLIF
- PINA® Trochilus TLIF
- PINA® Expandus PLIF
- PINA® Plintus PLIF


Weitere Informationen erhalten
Sie unter

info@bricon.com und
+49 (0) 7461 9336-0

ÄHNLICHE SYSTEME

OCTOPODA®

- Selbstbrechende Set-Screw
- Geringere Bauhöhe der Tulip
- Mehr Schraubenoptionen
- Verbessertes Schraubengewinde
- Erhöhter Polyaxialer Freiheitsgrad



BRICON

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

☎ +49 7461 9336 - 0
✉ info@bricon.com
🌐 bricon.com



[https://bricon.com/
produkte/wirbelsaeule/](https://bricon.com/produkte/wirbelsaeule/)

CE 0482