




BRICON

MAKAIRA®

INTERNAL SPINAL FIXATION SYSTEM





MAKAIRA®

EIGENSCHAFTEN

Das MAKAIRA® Toploading Pedikelschrauben System ist ein Low-Profile und Easy-to-use-System, das den Anwender durch seinen einfachen Aufbau und die gute Handhabung überzeugt.

Es ist für den Gebrauch im thorakalen und lumbalen Bereich der Wirbelsäule indiziert. Das Design der Schraube mit den großen Gewindeflanken und konischer Spitze sorgt dafür, dass die Schraube ganz exakt und einfach platziert werden kann.

Das Sortiment an Schrauben und Stäben deckt alle gängigen Größen zum Einsatz bei unterschiedlichen Indikationen ab. Bei MAKAIRA handelt es sich um ein Pedikelschrauben-System, das vorzugsweise für offene und kleine Zugänge verwendet wird.

Implantate und Instrumente werden unsteril verpackt und übersichtlich platziert auf dem Set geliefert.

EIGENSCHAFTEN:


- ✓ Vier Schraubendurchmesser
- ✓ 12 Schraubenlängen
- ✓ Mono- und Polyaxiale Schrauben
- ✓ Polyaxiale Spondylosisthesis Schrauben
- ✓ Vorgebogene Stäbe in 11 Längen
- ✓ Querverbinder



MAKAIRA®

IMPLANTATE

ARTIKELNUMMER STANDARD	BESCHREIBUNG	Ø	LÄNGE = XX	ARTIKELNUMMER SPONDY
700.303.845.0XX	Polyaxiale Schraube	4,2	25-80	
700.303.850.0XX	Polyaxiale Schraube	5,5	25-80	700.323.650.0XX
700.303.860.0XX	Polyaxiale Schraube	6,5	25-80	700.323.660.0XX
700.303.870.0XX	Polyaxiale Schraube	7,5	25-80	700.323.670.0XX
700.205.645.0XX	Monoaxiale Schraube	4,2	25-80	
700.205.650.0XX	Monoaxiale Schraube	5,5	25-80	
700.205.660.0XX	Monoaxiale Schraube	6,5	25-80	
700.206.670.0XX	Monoaxiale Schraube	7,5	25-80	



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Ø	Ø	LÄNGE = XXX
700.101.550.XXX	Stab, gebogen	5,5	-	25-125
700.101.550.XXX	Stab, gerade	5,5	-	130-400
700.403.700.106	Set-Screw			
700.403.700.102	Querverbinder, klein			
700.403.700.104	Querverbinder, groß			





MAKAIRA®

WEITERE INFORMATIONEN

KOMPATIBLE SYSTEME

**POSTERIOR ODER
TRANSFORAMINAL LUMBAR
INTERBODY FUSION
(PLIF CAGES) (TLIF CAGES)**

- BASIC CAGE® PLIF
- PINA® Trochilus TLIF
- PINA® Expandus PLIF
- PINA® Plintus PLIF


Weitere Informationen
erhalten Sie unter
info@bricon.com
and
+49 (0) 7461 9336-0

ÄHNLICHE SYSTEME

*Schauen Sie sich auch unsere
neuste Entwicklung der Internal
Spinal Fixation Systeme an*

OCTOPODA®

- Selbstbrechende Set-Screw
- Geringere Bauhöhe der Tulip
- Mehr Schraubenoptionen
- Verbessertes Schraubengewinde
- Erhöhter Polyaxialer Freiheitsgrad



BRICON

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

Phone +49 (0) 7461 9336-0

info@bricon.com
www.bricon.com



Distributed by: