





OCTOPODA[®] MIS

MINIMAL
INVASIVE
SPINAL
FIXATION






OCTOPODA® MIS

INFORMATIONEN

Das OCTOPODA MIS® Fixationssystem wurde für eine patientenschonende thorakolumbale Fixation mit Hilfe von kanülierten Pedikel- und Setzschrauben entwickelt. Die große Auswahl an Implantaten und Instrumenten erlaubt eine individuelle und effiziente Behandlung des Patienten. Die Kanülierung und Fenestration der Schrauben ermöglichen eine sichere und stabile Zementaugmentation.

EIGENSCHAFTEN:

- 5 Schraubendurchmesser in bis zu 10 Längen
- Leicht zu brechende Tabs, die einen sauberen Bruch und ein niedriges Tulpenprofil hinterlassen
- Die Fenestration der Schrauben ermöglicht eine Zementaugmentation
- Selbstbrechende Setzschraube mit patentiertem* Design, um scharfe Kanten zu vermeiden.
- Spezielles Doppelgewinde um die optimale Verankerung im kortikalen und spongiösen Knochen sicherzustellen
- Gerade und vorgebogene Stäbe mit konisch zulaufender verrundeter Spitze zum leichteren Einführen
- Polyaxialer Freiheitsgrad von 60° (30° in jede Richtung)




(*) Das Patent hat regionale Gültigkeit. Für weitere Informationen zum Geltungsbereich wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.



OCTOPODA® MIS

IMPLANTATE

POS	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	TAB	Ø	LÄNGE (XX)
1	700.403.150.0XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	50	5.0	30-50
2	700.403.155.0XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	50	5.5	30-50
3	700.403.160.0XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	50	6.0	35-50
4	700.403.165.0XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	50	6.5	35-70
5	700.403.170.0XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	50	7.0	35-80
6	700.403.150.1XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	80	5.0	30-50
7	700.403.155.1XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	80	5.5	30-50
8	700.403.160.1XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	80	6.0	35-50
9	700.403.165.1XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	80	6.5	35-70
10	700.403.170.1XX	Octopoda MIS Polyaxial Schraube	80	7.0	35-80
11	700.504.050.0XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	50	5.0	30-50
12	700.504.055.0XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	50	5.5	30-50
13	700.504.060.0XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	50	6.0	35-50
14	700.504.065.0XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	50	6.5	35-70
15	700.504.070.0XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	50	7.0	35-80
16	700.504.050.1XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	80	5.0	30-50
17	700.504.055.1XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	80	5.5	30-50
18	700.504.060.1XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	80	6.0	35-50
19	700.504.065.1XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	80	6.5	35-70
20	700.504.070.1XX	Octopoda MIS Monoaxial Schraube	80	7.0	35-80



POS	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Ø	LÄNGE (XX)
1	700.303.710.XXX	Octopoda MIS Stab, gerade	5.5	50-250
2	700.603.700.XXX	Octopoda MIS Stab, vorgebogen	5.5	50-250
3	700.103.400.010	Octopoda MIS Setzschraube	-	-
4	700.103.400.013	Octopoda MIS selbstbr. Setzschraube	-	-





Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

+49 7461 9336 - 0
info@bricon.com
bricon.com



[https://bricon.com/
produkte/wirbelsaeule/](https://bricon.com/produkte/wirbelsaeule/)

