

PINA®

Your Swiss Option

CERVICUS


INVADUR®

ANTERIOR

CERVICAL

INTERBODY

FUSION






CERVICUS INVADUR

EIGENSCHAFTEN

Die intervertebralen zervikalen CERVICUS Invadur® Cages sind Implantate, welche für die Implantation zwischen den Endplatten der einzelnen Wirbelkörper auf einer Ebene von C2 bis C7 bestimmt sind. Die Implantate können über einen seitlich anterioren Zugang in die Halswirbelsäule implantiert werden. Ihre Form ist der Morphologie der zu behandelnden Wirbelkörperzwischenräume und den vorgeschriebenen Operationstechniken angepasst. Die Cages stehen in verschiedenen Ausführungen und Größen zur Verfügung. CERVICUS Invadur® Cages werden aus Polymeren der PAEK-Gruppe hergestellt. Dieses speziell hergestellte Invadur® Material ist Röntgentransparent, Bio-, MRT-, und CT-kompatibel.

EIGENSCHAFTEN:

- Steril und unsteril erhältlich
- Lordotischer Winkel von 4°
- Fünf verschiedene Höhen (4 mm - 9 mm) mit einer Abstufung von 1 mm
- Benutzerfreundliches Instrumentarium
- Fünf unterschiedliche Footprints
- Dreipunkt-Röntgenmarker zur Visualisierung während der Bildgebung



CERVICUS INVADUR


IMPLANTATE

UNSTERIL

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE (BREITE X LÄNGE)	HÖHE X	WINKEL
CKK 12.12.0X	CERVICUS Invadur	12 x 12	5 - 7	4°
CKK 12.14.0X	CERVICUS Invadur	12 x 14	4 - 9	4°
CKK 14.16.0X	CERVICUS Invadur	14 x 16	4 - 9	4°
CKK 17.14.0X	CERVICUS Invadur	17 x 14	5 - 7	4°
CKK 17.16.0X	CERVICUS Invadur	17 x 16	5 - 7	4°

STERIL

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE (BREITE X LÄNGE)	HÖHE X	WINKEL
CKPOS 12.12.0X	CERVICUS Invadur steril	12 x 12	5 - 7	4°
CKPOS 12.14.0X	CERVICUS Invadur steril	12 x 14	4 - 9	4°
CKPOS 14.16.0X	CERVICUS Invadur steril	14 x 16	4 - 9	4°
CKPOS 17.14.0X	CERVICUS Invadur steril	17 x 14	5 - 7	4°
CKPOS 17.16.0X	CERVICUS Invadur steril	17 x 16	5 - 7	4°





CERVICUS INVADUR

MEHR INFORMATIONEN

ALTERNATIVE SYSTEME

→ Pina Echinus Invadur® Ti-coated




Weitere Informationen
erhalten Sie unter
info@bricon.com
und
+49 (0) 7461 9336-0

KOMPATIBLE SYSTEME

ANTERIOR CERVICAL PLATES

→ BRICON SHARK CP PRO® ACP

→ INION S1™ ACP



PINA®

Your Swiss Option

PINA Medizintechnik Vertriebs AG
Neuwiesenstrasse 15
8400 Winterthur / Switzerland

Tel.: +41 (44) 586 52 - 62

info@pina-med.ch
www.pina-med.ch

BRICON

Distributed by:

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9336 - 0

info@bricon.com
www.bricon.com

