

PINA[®]

Your Swiss Option

ECHINUS



INVADUR[®] TI-COATED

ANTERIOR

CERVICAL

INTERBODY

FUSION




ECHINUS INVADUR® TI-COATED

EIGENSCHAFTEN

Die intervertebralen ECHINUS Invadur Ti-coated Cages der PINA® Medizintechnik Vertriebs AG sind Implantate, welche für die Implantation zwischen den Endplatten der einzelnen Wirbelkörper auf einer Ebene von C2 bis C7 bestimmt sind. Die Implantate können über einen seitlich anterioren Zugang an der Halswirbelsäule implantiert werden. Ihre Form ist der Morphologie der zu behandelten Wirbelkörperzwischenräume und den vorgeschriebenen Operationstechniken angepasst. Die Cages des PINA® ECHINUS Invadur Ti-coated Cage Systems stehen in verschiedenen Ausführungen (keilförmig und bombiert) und Größen zur Verfügung. Die PINA® ECHINUS Invadur Ti-coated Cages bestehen aus PEKK, ein Polymer aus der Gruppe der PEAK, welches speziell für Implantate entwickelt wurde und welches biokompatibel, röntgentransparent, CT- und MRT-kompatibel ist. Eine Besonderheit des ECHINUS Invadur ist die Beschichtung, die aus Titan-VPS besteht und eine optimale Osseointegration ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ Anatomische (bombiert) und lordotische (keilförmig) Form
- ☐ Zwei verschiedene Footprints (15 x 13 mm und 17 x 14 mm)
- ☐ Fünf verschiedene Höhen (4 mm - 8 mm) mit einem Inkrement von 1 mm
- ☐ Einfache Handhabung des Instrumentariums
- ☐ Optimale Osseointegration dank Ti-VPS Beschichtung
- ☐ Titan-Röntgenpins in Verbindung mit Ti-VPS Beschichtung erlauben eine optimale Bildgebung



vergrößerte Schnittansicht der Oberfläche und Beschichtung

ECHINUS INVADUR® TI-COATED

IMPLANTATE

BOMBIERT

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE (BREITE X LÄNGE)	HÖHE
710001 - EP.AS.4	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	4
710002 - EP.AS.5	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	5
710003 - EP.AS.6	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	6
710004 - EP.AS.7	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	7
710005 - EP.AS.8	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	8
710006 - EP.AL.4	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	4
710007 - EP.AL.5	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	5
710008 - EP.AL.6	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	6
710009 - EP.AL.7	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	7
710010 - EP.AL.8	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	8

KEILFÖRMIG

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE (BREITE X LÄNGE)	HÖHE
710011 - EP.TS.4	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	4
710012 - EP.TS.5	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	5
710013 - EP.TS.6	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	6
710014 - EP.TS.7	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	7
710015 - EP.TS.8	ECHINUS Invadur, Ti-coated	klein (15 x 13)	8
710016 - EP.TL.4	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	4
710017 - EP.TL.5	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	5
710018 - EP.TL.6	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	6
710019 - EP.TL.7	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	7
710020 - EP.TL.8	ECHINUS Invadur, Ti-coated	groß (17 x 14)	8





ECHINUS INVADUR® TI-COATED

WEITERE INFORMATIONEN

INSTRUMENTE

- Übersichtliches Set
- Farbkodierte Probeimplantate
- Einfaches Einführinstrument




Weitere Informationen erhalten
Sie unter
info@bricon.com und
+49 (0) 7461 9336-0

KOMPATIBLE SYSTEME

ANTERIOR CERVICAL PLATES

- BRICON SHARK CP PRO® ACP
- INION S1™ ACP



PINA®

Your Swiss Option

PINA Medizintechnik Vertriebs AG
Neuwiesenstrasse 15
8400 Winterthur / Switzerland

Tel.: +41 (44) 586 52 - 62

info@pina-med.ch
www.pina-med.ch



BRICON

Distributed by:

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9336 - 0

info@bricon.com
www.bricon.com