

PINA[®]

Your Swiss Option

EXPANDUS

TITAN

P OSTERIOR

L UMBAR

I NTERBODY

F USION






EXPANDUS TITAN

EIGENSCHAFTEN

Der PINA® EXPANDUS Titan PLIF-Cage wurde für die Fusion der lumbalen Wirbelsäule nach Diskektomie und Dekompression bei degenerativen Veränderungen entwickelt. Zur Sicherung bzw. der Wiederherstellung der Lendenlordose ist der Cage stufenlos bis ca. 6.3 Grad nach Insertion aufspreizbar. Für die Implantation im Segment LWK 4/5 wird er deshalb besonders empfohlen. Der EXPANDUS Titan PLIF-Cage ist in beiden Ausführungen, steril und unsteril, erhältlich.

EIGENSCHAFTEN:


-  Erhältlich in steriler und unsteriler Ausführung
-  Stufenlose in situ Expansion bis zu +2,7 mm und 6,3°
-  Zwei verschiedene Längen (20 mm und 25 mm) und Breiten (10 mm und 11 mm)
-  Drei dorsale Höhen (8 mm, 10 mm, 12 mm)
-  Einfache Handhabung des Instrumentariums
-  Große Befüllöffnungen für autogenes Knochentransplantat



EXPANDUS TITAN

IMPLANTATE

ARTIKEL NUMMER	ARTIKEL BESCHREIBUNG	IMPLANTAT LÄNGE	IMPLANTAT BREITE	DORSALE HÖHE	MAX. VENTRALE HÖHE	MAX. LORDOTISCHER WINKEL
LSC20.08	EXPANDUS Titan	20	10	8	9,7	4,9°
LSC25.08	EXPANDUS Titan	25	11	8	10,7	6,3°
LSC20.10	EXPANDUS Titan	20	10	10	11,7	4,9°
LSC25.10	EXPANDUS Titan	25	11	10	12,7	6,3°
LSC20.12	EXPANDUS Titan	20	10	12	13,7	4,9°
LSC25.12	EXPANDUS Titan	25	11	12	14,7	6,3°
LSC20.08.S	EXPANDUS Titan steril	20	10	8	9,7	4,9°
LSC25.08.S	EXPANDUS Titan steril	25	11	8	10,7	6,3°
LSC20.10.S	EXPANDUS Titan steril	20	10	10	11,7	4,9°
LSC25.10.S	EXPANDUS Titan steril	25	11	10	12,7	6,3°
LSC20.12.S	EXPANDUS Titan steril	20	10	12	13,7	4,9°
LSC25.12.S	EXPANDUS Titan steril	25	11	12	14,7	6,3°







EXPANDUS TITAN

MEHR INFORMATIONEN

KOMPATIBLE SYSTEME

BRICON OCTOPODA®

- Selbstbrechende Set-Screw
- Sehr geringe Bauhöhe der Tulip
- Mehrere Schraubenoptionen
- Verbessertes Schraubengewinde
- Erhöhter Polyaxialer Freiheitsgrad



Weitere Informationen erhalten Sie unter info@bricon.com und +49 (0) 7461 9336-0

PINA®

Your Swiss Option

PINA Medizintechnik Vertriebs AG
Neuwiesenstrasse 15
8400 Winterthur / Switzerland

Tel.: +41 (44) 586 52 - 62

info@pina-med.ch
www.pina-med.ch

CE 0297

BRICON

Distributed by:

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9336 - 0

info@bricon.com
www.bricon.com