



# BRICON


## SHARK CAGE®

**A** NTERIOR

**C** ERVICAL

**I** NTERBODY

**F** USION












# SHARK CAGE®


## EIGENSCHAFTEN

SHARK CAGE®, wird für die anteriore zervikale interkorporelle Fusion verwendet. Er umfasst ein umfangreiches Spektrum an Spezifikationen. Darunter zwei Formen der Endplatten (anatomisch oder lordotisch), vier verschiedene Kombinationen von Breite und Länge in jeweils acht Höhen, welche den Anwendern bei der Bewältigung der Herausforderungen des chirurgischen Alltags helfen können.

Der SHARK-CAGE® besteht aus biokompatiblen PEEK-Material und kann als eigenständiger Cage verwendet oder mit der Shark-Platte kombiniert werden, um ein wesentlich stabileres Konstrukt zu bilden. Des Weiteren kann er mit SHARK CP® oder SHARK CP PRO®, zwei Generationen von ACP-Platten von Bricon, verwendet werden.

### EIGENSCHAFTEN:


-  Lordotische und anatomische Form
-  Acht verschiedene Höhen
-  Drei Röntgenmarker für die Darstellung auf Röntgenbildern
-  Einfach handzuhabendes Instrumentarium
-  Zähne auf der Implantatoberfläche um die Primärstabilität zu gewährleisten
-  Verschiedene Längen und Breiten
-  Optional mit locking plate




# SHARK CAGE®

## IMPLANTATE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (L x B)	HÖHE (XX)
700.515.214.1XX	SHARK CAGE Lordotische Form	13 x 14	5-12
700.515.217.1XX	SHARK CAGE Lordotische Form	13 x 17	5-12
700.517.217.1XX	SHARK CAGE Lordotische Form	16 x 17	5-12
700.517.219.1XX	SHARK CAGE Lordotische Form	16 x 19	5-12



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (L x B)	HÖHE (XX)
700.522.214.1XX	SHARK CAGE Anatomische Form	13 x 14	5-12
700.522.217.1XX	SHARK CAGE Anatomische Form	13 x 17	5-12
700.523.217.1XX	SHARK CAGE Anatomische Form	16 x 17	5-12
700.523.219.1XX	SHARK CAGE Anatomische Form	16 x 19	5-12



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Ø	LÄNGE (XX)	HÖHE (XX)
700.515.114.114	SHARK CAGE Platte			5-12
700.515.111.412	SHARK CAGE Schraube	4	12-18	





# SHARK CAGE®

*MORE INFORMATION*

## INSTRUMENTE

- Einfaches Einbring-Instrument
- Leicht Handzuhaben
- Selbsterklärend (Intuitiv)

Weitere Informationen erhalten  
Sie unter  
[info@bricon.com](mailto:info@bricon.com)  
und  
**+49 (0) 7461 9336-0**

## KOMPATIBLE SYSTEME

### *ANTERIOR CERVICAL PLATES*

- SHARK CP PRO® ACP
- SHARK CP® ACP
- INION S1™ ACP



# BRICON

Bricon GmbH  
Eisenbahnstrasse 100  
78573 Wurmlingen  
Germany

Phone +49 (0) 7461 9336-0

[info@bricon.com](mailto:info@bricon.com)  
[www.bricon.com](http://www.bricon.com)

 0482

Distributed by: