

BRICON

SHARK CP PRO®

ANTERIOR
CERVICAL
PLATE

















SHARK CP PRO[®]

EIGENSCHAFTEN

Weiterentwicklung des bewährten SHARK CP Systems mit verbesserter Anwendung. Der neuentwickelte Verriegelungsmechanismus garantiert eine sichere und einfach zu bedienende axiale Blockierung der Schrauben. Das Instrumentarium besteht durch seine intuitive Handhabung und hohe Funktionalität.

EIGENSCHAFTEN:

-  Rescueschrauben mit größerem Ø für Revisionen
-  extra lange Schrauben für bi-kortikale Verschraubung
-  Innovativer Lockingmechanismus
-  Plattenhalter mit Fixations-Pin
-  Schraubenangulation $\pm 10^\circ$, Kranial/Kaudal bis 25°
-  41 Plattengrößen, bis 5 Level, 12mm-105mm Länge
-  Plattenstärke von unter 2 mm
-  Schmale Taille von 14mm, maximale Breite von 16mm
-  Fensterung für Knochenspanapplikation
-  Variable und winkelstabile Schrauben








SHARK CP PRO®

IMPLANTATE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	Ø	LÄNGE
Schraube, variabel, selbstbohrend	700.515.120.11X	Ø 4,0	10-18
Schraube, variabel, selbstschneidend	700.515.104.11X	Ø 4,0	10-18
Schraube, variabel, selbstschneidend	bi-kortikal 700.515.104.12X	Ø 4,0	20-28
Rescueschraube, var., selbstschneidend	700.515.116.41X	Ø 4,35	11-19
Rescueschraube, var., selbstschneidend	bi-kortikal 700.515.116.42X	Ø 4,35	21-29
Schraubencaddy, variable Schrauben	520.200.067	-	-
Deckel für Schraubencaddy	520.200.069	-	-

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	Ø	LÄNGE
Schraube, fix, selbstbohrend	700.515.115.41X	Ø 4,0	10-18
Schraube, fix, selbstschneidend	700.515.126.11X	Ø 4,0	10-18
Schraube, fix, selbstschneidend	bi-kortikal 700.515.126.12X	Ø 4,0	20-28
Rescueschraube, fix, selbstschneidend	700.515.113.41X	Ø 4,35	11-19
Rescueschraube, fix, selbstschneidend	bi-kortikal 700.515.113.42X	Ø 4,35	21-29
Schraubencaddy, fixe Schrauben	520.200.068	-	-
Deckel für Schraubencaddy	520.200.069	-	-

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	LÄNGE	LEVEL
Anteriore zervikale Platte 4	700.515.117.1XX	12-30mm	1 Level
Anteriore zervikale Platte 6	700.515.117.1XX	30-44 mm	2 Level
Anteriore zervikale Platte 8	700.515.117.1XX	42-66 mm	3 Level
Anteriore zervikale Platte 10	700.515.117.1XX	64-88 mm	4 Level
Anteriore zervikale Platte 12	700.515.117.151	75-105 mm	5 Level
Caddy für zervikale Platten	520.200.070	-	-
Deckel für Plattencaddy	520.200.066	-	-






SHARK CP PRO®

WEITERE INFORMATIONEN

INSTRUMENTE

MULTIFUNKTIONALER CASPAR DISTRACTOR



- Linke und rechte Variante verfügbar
- Arretierung in 3 Ebenen
- Verriegelungsmechanik für die Caspar-Pins
- Caspar-Pin Gewinde in verschiedenen Durchmessern und Längen

KOMPATIBLE SYSTEME

ANTERIOR CERVICAL INTERBODY FUSION (ACIF CAGES)

- SHARK CAGE® ACIF
- PINA® ECHINUS Ti-coated ACIF
- PINA® CERVICUS Invadur® ACIF
- PINA® CERVICUS Titan ACIF
- PINA® VOLUTUS Invadur® VBR
- PINA® VOLUTUS Titan VBR

**Weitere Informationen erhalten
Sie unter**

info@bricon.com

und

+49 (0) 7461 9336-0

BRICON

Bricon® GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

Phone +49 (0) 7461 9336-0

info@bricon.com
www.bricon.com

 0482

bricon.com

Bricon® GmbH / All Rights Reserved / Flyer SHARK CP PRO® / FL0011_SHARK_CP_PRO_DE_05-2022_Rev1.3