

ZERVIKAL



ANTERIORE PLATTENSYSTEME



INTERKORPORELLE CAGES



WIRBELKÖRPERERSATZ

SPINE LINE 2025

LUMBAL




PEDIKELSCHRAUBEN-SYSTEME



POSTERIORE
INTERKORPORELLE CAGES



TRANSFORAMINALE
INTERKORPORELLE CAGES






1.1 | SHARK CP Pro® BRICON

Anterior Cervical Plate

- Rescueschrauben mit größerem Ø für Revisionen
- Extra lange Schrauben für bi-kortikale Verschraubung
- 41 Plattengrößen, bis 5 Level, 12 - 105 mm Länge
- Schmale Taille von 14 mm; max. Breite von 16 mm
- Variable und winkelstabile Schrauben
Schraubenangulation $\pm 10^\circ$, Kranial/Kaudal bis 25°



1.2 | SHARK CP® BRICON

Anterior Cervical Plate

- Große Auswahl an Plattenlängen von 22 - 110 mm
- Schraubenangulation $\pm 6^\circ$; Kranial/Kaudal $\pm 14^\circ$
- Plattenstärke von nur 1,95 mm
- Zuverlässiger Verriegelungsmechanismus
- Winkelstabile, variable, selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben



1.3 | SHARK CAGE® BRICON

Anterior Cervical Interbody Fusion


- Lordotische und anatomische Form
- 8 verschiedene Höhen (5 mm bis 12 mm)
- Optional mit Locking Plate
- 4 Footprints (13 mm x 14 mm bis 16 mm x 19 mm)
- Zähne auf der Implantatoberfläche, um die Primärstabilität zu gewährleisten



1.4 | ECHINUS® PINA®

Anterior Cervical Interbody Fusion

- Anatomische & lordotische Form
- 2 Footprints (15 mm x 13 mm & 17 mm x 14 mm)
- 5 verfügbare Höhen (4 mm - 8 mm)
- Hergestellt aus PEKK
- Optimale Osseointegration durch Ti-VPS Beschichtung




vergrößerte Schnittansicht der Oberfläche und Beschichtung



1.5 | CERVICUS INVADUR® PINA®

Anterior Cervical Interbody Fusion


- Lordotischer Winkel von 4°
- 5 verfügbare Höhen (4 mm - 9 mm)
- 5 Footprints (12 mm x 12 mm - 17 mm x 16 mm)
- Dreipunkt-Röntgenmarker
- Steril und unsteril erhältlich



1.6 | VOLUTUS INVADUR® PINA®

Vertebral Body Replacement


- Die Implantate können mit Hilfe eines Adapters gestapelt werden
- Der Lordosewinkel beträgt 4,1° bzw. 3,6° - Bei Implantatkombination 8,2° bzw. 7,2°
- 8 Höhen mit einem Inkrement von 2 mm (12 mm - 26 mm)
- Planparalleler Wirbelkörperersatz optional



2.1 | OCTOPODA® BRICON

Internal Spinal Fixation System


- Doppelgewinde zur zügigen Insertion
- Geringe Bauhöhe der Tulip von 15 mm
- Selbstbrechende Set-Screw
- 8 Schraubendurchmesser in bis zu 12 Längen



2.2 | OCTOPODA MIS® BRICON

Internal Spinal Fixation System

- 5 Schraubendurchmesser in bis zu 10 Längen
- Leicht zu brechende Tabs, die einen sauberen Bruch und ein niedriges Tulpenprofil hinterlassen
- Die Fenestration der Schrauben ermöglicht eine Zementaugmentation
- Selbstbrechende Settschraube mit patentiertem* Design, um scharfe Kanten zu vermeiden
- Spezielles Doppelgewinde um die optimale Verankerung im kortikalen und spongiösen Knochen sicherzustellen
- Gerade und vorgebogene Stäbe mit konisch zulauferender verrundeter Spitze zum leichteren Einführen
- Polyaxialer Freiheitsgrad von 60° (30° in jede Richtung)




(*) Das Patent hat regionale Gültigkeit. Für weitere Informationen zum Geltungsbereich wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.



2.3 | MAKAIRA® BRICON

Internal Spinal Fixation System

- 4 Schraubendurchmesser und 12 Schraubenlängen
- Polyaxiale Spondylosisthesis-Schrauben
- Querverbinder
- Mono- und Polyaxiale Schrauben
- Vorgebogene Stäbe in 11 Längen



2.4 | BASIC CAGE® BRICON

Posterior Lumbar Interbody Fusion


- Classic und Bulletshape
- Parallel und lordotisch (0°, 5°, 8°)
- 4 Footprints (23 mm x 9 mm bis 27 mm x 11 mm)
- 9 verfügbare Höhen (7 mm bis 15 mm)
- Zur Fusion der thorakolumbaren Wirbelsäule



2.5 | EXPANDUS® PINA®

Posterior Lumbar Interbody Fusion

- Stufenlose in situ Expansion bis zu +2,7 mm und 6,3°
- 3 verfügbare dorsale Höhen (8 mm, 10 mm, 12 mm)
- Befüllöffnungen für autogenes Knochentransplantat
- Für die Implantation im Segment LWK 4/5 empfohlen
- 2 verschiedene Längen (20 mm und 25 mm) und Breiten (10 mm und 11 mm)



2.6 | TROCHILUS® PINA®

Transforaminal Lumbar Interbody Fusion

- Verzahntes Oberflächenprofil
- 2 verschiedene lordotische Winkel (0° und 8°)
- 3 verschiedene Längen (27 mm, 32 mm, 36 mm) und Höhen (8 mm, 10 mm, 12 mm)
- Die keilförmige Spitze ermöglicht schonende Implantation
- Große Befüllöffnungen für autogenes Knochentransplantat





Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

+49 7461 9336 - 0

info@bricon.com

bricon.com



[https://bricon.com/
produkte/wirbelsaeule/](https://bricon.com/produkte/wirbelsaeule/)

