

## CERVICAL



PLACAS CERVICALES ANTERIORES



FUSIÓN INTERCORPORAL ANTERIOR



REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL

# SPINE LINE 2025

## LUMBAR




SISTEMA DE FIJACIÓN LUMBAR



FUSIÓN INTERCORPORAL  
POSTERIOR



FUSIÓN INTERCORPORAL  
TRANSFORAMINAL






## 1.1 | SHARK CP Pro®



### Placa Cervical Anterior

- Tornillos variables y fijos
- Perfil ultra bajo con 1,95 mm de grosor
- Cintura delgada de 14 mm, ancho máximo de 16 mm
- Angulación del tornillo  $\pm 10^\circ$  craneal/caudal hasta  $25^\circ$
- 41 tamaños de placas, hasta 5 niveles, longitud que varía de 12 mm a 105 mm



## 1.2 | SHARK CP®



### Placa Cervical Anterior

- Amplia gama de longitudes de placas de 22 mm a 110 mm
- Angulación del tornillo  $\pm 6^\circ$ ; Craneal/Caudal  $\pm 14^\circ$
- Cubre de 1 a 5 segmentos
- Mecanismo de bloqueo seguro y confiable.
- Tornillos de ángulo fijo/variable, autorroscantes/autoperforantes



## 1.3 | SHARK CAGE®



### Anterior Cervical Interbody Fusion

- Forma lordótica y anatómica
- 8 alturas disponibles (5 mm - 12 mm)
- Opcional con placa de bloqueo
- 4 huellas (13 mm x 14 mm - 16 mm x 19 mm)
- Dientes en la superficie del implante que proporcionan mayor estabilidad inicial



## 1.4 | ECHINUS®



### Anterior Cervical Interbody Fusion

- Forma anatómica y lordótica
- 2 huellas (15 x 13 mm y 17 x 14 mm)
- 5 alturas disponibles (4 mm - 8 mm)
- Hecho de PEKK
- Óptima osteointegración ósea gracias al recubrimiento Ti-VPS




imagen detallada de la capa y el revestimiento





## 1.5 | CERVICUS INVADUR® PINA®

### Anterior Cervical Interbody Fusion

- Ángulo lordótico de 4°
- Disponible en 6 alturas (de 4 mm a 9 mm)
- 5 tamaños de huellas disponibles (de 12 mm x 12 mm a 17 mm x 16 mm)
- Marcaje de rayos X de tres puntos
- Disponible en estéril y no estéril



## 1.6 | VOLUTUS INVADUR® PINA®

### Vertebral Body Replacement


- Los implantes pueden combinarse utilizando el adaptador insertado en el canal central
- El ángulo de lordosis es de 4,1° o 3,6°. En caso de que los implantes se combinen, el ángulo será de 8,2° o 7,2°
- Hay 8 alturas diferentes con un incremento de 2 mm (12 mm - 26 mm)
- También está disponible una versión planoparalela



## 2.1 | OCTOPODA® BRICON

### Sistema de Fijación Lumbar


- Perfil ultra bajo de tulipán de 15 mm
- 8 diámetros de tornillo en hasta 12 longitudes
- Tornillo de ajuste auto-rompible
- Rosca de doble núcleo/doble paso para anclar de manera segura el tornillo en hueso cortical y esponjoso



## 2.2 | OCTOPODA MIS® BRICON

### Sistema de Fijación Lumbar

- 5 diámetros de tornillos disponibles en hasta 10 longitudes.
- Pestañas de inserción de fácil ruptura, que aseguran un perfil bajo del "tulip" tras su extracción.
- Tornillos fenestrados que permiten refuerzo con cemento óseo.
- Tornillo de ajuste (Set-screw) autorrompible con diseño patentado\*, sin bordes afilados.
- Rosca de doble núcleo/ paso, fija de manera óptima el hueso cortical y esponjoso.
- Barras rectas y precurvadas con punta biselada para inserción sencilla.
- Ángulo de movilidad total de 60° gracias al diseño cónico.



(\*) Patente con validez regional. Para más información, contacte a ventas.






## 2.3 | MAKAIRA®



### Sistema de Fijación Lumbar

- 4 diámetros de tornillo en hasta 12 longitudes
- Tornillos poliaxiales de espondilolistesis
- Conectores cruzados
- Tornillos monoaxiales y poliaxiales
- Barras precurvadas en 11 longitudes



## 2.4 | BASIC CAGE®



### Posterior Lumbar Interbody Fusion

- Clásico y en forma de bala
- 3 ángulos (0°, 5°, 8°)
- 4 tamaños de base (23 mm x 9 mm - 27 mm x 11 mm)
- 9 alturas diferentes de 7 mm a 15 mm
- Para fusión de la columna toracolumbar




## 2.5 | EXPANDUS®



### Posterior Lumbar Interbody Fusion

- Expansión continua in situ de hasta +2,7 mm y 6,3°
- 3 alturas dorsales (8 mm, 10 mm, 12 mm)
- Grandes aberturas para rellenar con injerto óseo autólogo
- Recomendado para la implantación en L4/L5
- Dos longitudes diferentes (20 mm y 25 mm) y anchos (10 mm y 11 mm)



## 2.6 | TROCHILUS®



### Transforaminal Lumbar Interbody Fusion

- Perfil de superficie de bloqueo
- 2 ángulos lordóticos diferentes (0° y 8°)
- 3 longitudes diferentes (27 mm, 32 mm, 36 mm) y alturas (8 mm, 10 mm, 12 mm)
- La punta en forma de cuña permite una implantación suave
- Grandes aberturas de llenado para injerto óseo autólogo





Bricon GmbH  
Eisenbahnstrasse 100  
78573 Wurmlingen  
Germany

+49 7461 9336 - 0

info@bricon.com

bricon.com



<https://bricon.com/en/produkte-en/wirbelsaule-en/>

CE 0482

