

SHARK CP PRO®

ANTERIOR CERVICAL PLATE







SHARK CP Pro®

EIGENSCHAFTEN

Weiterentwicklung des bewährten SHARK CP Systems mit verbesserter Anwendung. Der neuentwickelte Verriegelungsmechanismus garantiert eine sichere und einfach zu bedienende axiale Blockierung der Schrauben. Das Instrumentarium besteht durch seine intuitive Handhabung und hohe Funktionalität.

EIGENSCHAFTEN:

-  Rescueschrauben mit größerem Ø für Revisionen
-  extra lange Schrauben für bi-kortikale Verschraubung
-  Innovativer Lockingmechanismus
-  Plattenhalter mit Fixations-Pin
-  Schraubenangulation $\pm 10^\circ$, Kranial/Kaudal bis 25°
-  41 Plattengrößen, bis 5 Level, 12mm-105mm Länge
-  Plattenstärke von unter 2 mm
-  Schmale Taille von 14mm, maximale Breite von 16mm
-  Fensterung für Knochenspanapplikation
-  Variable und winkelstabile Schrauben







SHARK CP PRO®

IMPLANTATE

ARTIKELNUMMER	NEUE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LEVEL	LÄNGE
700.515.117.1XX	700.515.222.1XX	Anteriore zervikale Platte 4	1 Level	12-30mm
700.515.117.1XX	700.515.222.1XX	Anteriore zervikale Platte 6	2 Level	30-44 mm
700.515.117.1XX	700.515.222.1XX	Anteriore zervikale Platte 8	3 Level	42-66 mm
700.515.117.1XX	700.515.222.1XX	Anteriore zervikale Platte 10	4 Level	64-88 mm
700.515.117.1XX	700.515.222.1XX	Anteriore zervikale Platte 12	5 Level	75-105 mm
520.200.070		Caddy für zervikale Platten	-	-
520.200.066		Deckel für Plattencaddy	-	-

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Ø	LÄNGE
700.515.115.41X	Schraube, fix, selbstbohrend	4,0	10-18
700.515.126.11X	Schraube, fix, selbstschneidend	4,0	10-18
700.515.126.12X	Schraube, fix, selbstschneidend, bi-kortikal	4,0	20-28
700.515.113.41X	Rescueschraube, fix, selbstschneidend	4,35	11-19
700.515.113.42X	Rescueschraube, fix, selbstschneidend, bi-kortikal	4,35	21-29
520.200.068	Schraubencaddy, fixe Schrauben	-	-
520.200.069	Deckel für Schraubencaddy	-	-

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Ø	LÄNGE
700.515.120.11X	Schraube, variabel, selbstbohrend	4,0	10-18
700.515.104.11X	Schraube, variabel, selbstschneidend	4,0	10-18
700.515.104.12X	Schraube, variabel, selbstschneidend, bi-kortikal	4,0	20-28
700.515.116.41X	Rescueschraube, var., selbstschneidend	4,35	11-19
700.515.116.42X	Rescueschraube, var., selbstschneidend, bi-kortikal	4,35	21-29
520.200.067	Schraubencaddy, variable Schrauben	-	-
520.200.069	Deckel für Schraubencaddy	-	-






SHARK CP PRO®

WEITERE INFORMATIONEN

INSTRUMENTE

MULTIFUNKTIONALER CASPAR DISTRACTOR

- Linke & rechte Variante verfügbar
- Arretierung in 3 Ebenen
- Verriegelungsmechanik für die Caspar-Pins
- Caspar-Pin Gewinde in verschiedenen Durchmessern und Längen



KOMPATIBLE SYSTEME

ACIF CAGES UND VBR

- SHARK CAGE® ACIF
- PINA® ECHINUS Ti-coated ACIF
- PINA® CERVICUS Invadur® ACIF
- PINA® CERVICUS Titan ACIF
- PINA® VOLUTUS Invadur® VBR
- PINA® VOLUTUS Titan VBR

Weitere Informationen erhalten
Sie unter
info@bricon.com und
+49 (0) 7461 9336-0

BRICON

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

☎ +49 7461 9336 - 0
✉ info@bricon.com
🌐 bricon.com



[https://bricon.com/
produkte/wirbelsaeule/](https://bricon.com/produkte/wirbelsaeule/)

